

LUZEREN®

Microscopio educativo



DESCRIPCION:

Microscopio educativo "inicios en la ciencia". Mecanismo de cremallera y piñón para un enfoque rápido. Cuerpo metálico con lentes de cristal, ocular con ZOOM, luz y espejo reflector. Base de goma antiderrapante. Ofrece una visión de alta calidad para despertar interés en la ciencia.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002631
Aumentos	50X a 1200X
Ocular con zoom	10X a 20X
Objetivos	5X, 20X y 60X
Magnificación	50X-100X, 200X-400X y 600X-1200X
Iluminación	Lampara de LED
Peso	1.5 Kg
Medidas totales	380*110*350mm
Alimentación eléctrica	Baterías "AA" 2*1.5V

Incluye Proyector, muestra de sal marina, goma, laminilla de huevecillos de camarón, eosina, mariposa, 24 cubreobjetos, 24 etiquetas blancas, caja de Petri, condensador, criadero, amplificador, 12 portaobjetos, acícula, tenaza, probador, bisturí, espátula, gotero, 4 laminillas preparadas, un mini deslizador y estuche de plástico rígido.