

LUZEREN®

Gato mecánico para laboratorio



Descripción:

Gato mecánico para laboratorio con base y plataforma cuadrada de aluminio. Con sistema manual para elevación ajustable tipo tijera por medio de perilla y tornillo. Cuenta con patas de goma para mayor estabilidad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002643
Modelo	40134.05
Plataforma	150 * 150mm
Altura máxima	250mm
Peso	1000g
Medidas totales (W*D*H)	210*160*85mm