

LUZEREN®

Gato mecánico para laboratorio SS



Descripción:

Gato mecánico para laboratorio fabricado con base y plataforma cuadrada de acero inoxidable. Con sistema manual para elevación ajustable tipo tijera por medio de perilla y tornillo. Patas de goma para mayor agarre y estabilidad. Se incluye tapete redondo de goma para plataforma.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002644
Plataforma	200 * 200mm
Altura máxima	280mm
Peso Máximo	60Kg
Peso Neto	1.5Kg
Medidas totales (W*D*H)	245*205*95mm