

LUZEREN®

Horno de vacío 53L (1.88 Cuft)



Descripción:

Horno de vacío, control digital de temperatura con microprocesador, control análogo de vacío. Interruptor térmico de seguridad. Puerta con ventana de vidrio templado de doble capa. Empaque de silicón para garantizar un alto grado de vacío en la cámara, interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar su limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Equipo ideal de uso general en diversos laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002684
Modelo	DZF-6050
Capacidad	53 lts / 1.88 cuft
Rango de temperatura	35 A 200°C
Fluctuación	±1°C
Vacío	≤133Pa
Reloj	0 – 9999 min
Entrepaños	2 Piezas
Medidas interiores (W*D*H)	415*370*345mm
Medidas exteriores (W*D*H)	720*525*535mm
Peso	50 Kg
Consumo eléctrico	1400W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz