

LUZEREN®

Micro centrifuga personal



Descripción:

Micro centrifuga personal, especialmente diseñada para microfiltración, centrifugado y sedimentación. Gran diseño con cubierta de acrílico transparente, silenciosa inclusive a máxima velocidad. Control digital y pantalla de LED, Rotor de 6 plazas para tubos de 1.5/2.0ml. Rotor para 2 tiras de 8*0.2ml. Silenciosa y robusta construcción metálica. Interiores en acero inoxidable. Sistema de seguridad en puerta. Gran aplicación en laboratorios clínicos, bioquímicos, inmunológicos y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002689
Rango de velocidad	1000 - 12000 rpm
Rango de RCF (6*1.5/2ml)	48xg hasta 6900xg
Rango de RCF (2*8*0.2ml)	26xg hasta 3700xg
Ruido	<58dB
Reloj	0 - 99 min.
Medidas totales (L*W*H)	440*550*340mm
Peso	45.5 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz