



Baño maría digital 10L



Descripción:

Baño María con 4 huecos, control digital con microprocesador, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1002691
Capacidad	10L
Rango de temperatura	AMB +10 a 99°C
Precision	<+/-1°C
Peso	8kg
Medidas interiores (W*D*H)	300*300*120mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	450*360*210mm
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye 4 tapas y 16 anillos concéntricos metálicos