

LUZEREN®

Baño maría digital 5L



Descripción:

Baño María con 2 huecos con anillos concéntricos, control digital con microprocesador, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, instituciones de protección al medio ambiente, acuicultura, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1002692
Capacidad	5L
Rango de temperatura	De 35 A 99°C
Precisión	<+/-1°C
Peso	6kg
Medidas interiores (W*D*H)	330*150*110mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	450*192*195mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye 2 tapas y 8 anillos concéntricos metálicos