

LUZEREN®

Baño maría digital 5L



Descripción:

Baño María con 2 huecos para anillos concéntricos, control digital con microprocesador, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, instituciones de protección al medio ambiente, acuicultura, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1002693
Capacidad	5L
Rango de temperatura	De AMB +/-10°C A 99°C
Precisión	<+/-1°C
Peso	6kg
Medidas interiores (W*D*H)	297*157*127mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	460*230*170mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye 2 tapas de SS con anillos concéntricos