



Mezclador para 12 tubos



Descripción:

Mezclador horizontal para 12 tubos, velocidad fija, muy estable y silencioso. Con aplicación en clínicas de salud animal, centros de investigación científica, geológica, etc.

Incluso para algunas aplicaciones industriales para la prevención de sedimentación en muestras como aceites, lacas, suspensiones, cosméticos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002694
Modelo	RK-1
Velocidad fija	15 RPM
Medidas de plataforma	252*170 mm
Angulo de	+/-25°
Medidas totales (L*H*W)	346*196*95mm
Peso	2.5Kg
Consumo eléctrico	12W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz