

GINGKO

Termociclador personal ultraligero



Descripción:

El mini termociclador T-Heater 4x4 es compacto y fácil de usar. Particularmente útil como dispositivo personal para PCR. Cuenta con pantalla grafica táctil de LCD retroiluminada. Es adecuado para aplicaciones en campo. Almacena hasta 15 programas ordenados alfabéticamente.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002711
Modelo	T - Heater 4X4
Rango de temperatura	8 A 99°C
Reloj	1seg-60min
Velocidad de rampa	Tasa promedio 2°C/seg
Uniformidad en el bloque	± 0.5°C
Precisión de temperatura	± 0.2°C
Precisión en pantalla	0.1°C
Temperatura de la tapa	99°C
Capacidad de la muestra	16*0.2ml tubos de PCR
Peso	2.5kg
Medidas totales (H*W*L)	200*200*40mm
Alimentación eléctrica	12V DC