

LUZEREN®

Viscosímetro rotatorio análogo



Descripción:

Viscosímetro rotatorio análogo con 4 agujas de acero inoxidable, cuadrante tipo reloj. Equipo para determinar la viscosidad de aceites, grasas, pinturas, plásticos, alimentos, farmacéuticos, adhesivos, etc. Por tratarse de un instrumento de precisión resulta de gran utilidad para control de calidad durante procesos de producción de la industria alimenticia, farmacéutica, química, petroquímica, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002721
Modelo	NDJ-4CJ
Rango de viscosidad	10 – 2'000,000 mPa.s
Error (F-S)	+/-5%
Velocidad	Baja: 0.3/0.6/1.5/3 Alta: 12/30/60 RPM
Agujas (Husillos)	4
Peso	5.5Kg.
Medidas totales	460*340*340mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz