

LUZEREN®

Aparato para destilación 500ml.



Descripción:

Aparato de vidrio de borosilicato con juntas esmeriladas y tapón. Útil para el proceso de destilación sencilla por medio del arrastre de vapores hacia un condensador. Gran aplicación para la separación de líquidos con diferentes puntos de ebullición, así como mezclas orgánicas. Ideal para practicas escolares, fabricación de aceites, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002726
Modelo	1801-500
Matraz (Capacidad)	500 ml
Junta (tamaño)	24/29
Condensador (longitud)	200 mm
Junta (tamaño)	14/23
Peso	400g