



Estación de parafina



Descripción:

Estación de parafina. Aparato para integrar parafina en muestras histológicas. Contenedor con capacidad para 6 litros de parafina. Control con pantalla LCD para mostrar la temperatura del baño y de la boquilla para que sea más fácil la operación. Reloj para programar hasta 24 hrs. Ampliamente utilizado para diagnósticos y estudios patológicos, centros de experimentación e investigación científica, hospitales, instituciones medicas, la enseñanza, departamentos de inspección de la industria alimenticia, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002741
Modelo	YD-6D
Temperatura de fusión	0 a 99°C +/-2%
Temperatura de congelación	0 a -20°C
Peso	45 Kg
Medidas totales empaque (W*D*H)	720*640*530mm
Consumo eléctrico	≤1kW
Alimentación Eléctrica	110V , 50/60Hz