

# LUZEREN®

## Analizador de grasas



### Descripción:

Analizador de grasas compacto tipo Soxhlet de 6 plazas, control digital de fácil operación. Pantalla de LED, sistema automático de recuperación de reactivos, extracción, sistema de enfriamiento y calentamiento. Incluye juego de vidriería conexiones y accesorios.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002766</b>
Rango de temperatura	AMBIENTE +5 A 100°C
Capacidad	6 piezas/plazas
Porcentaje de recuperación	80%
Peso	23 Kg
Medidas totales	670*600*250mm
Consumo eléctrico	1KW
Alimentación eléctrica	220V+/-10%, 50Hz