

LUZEREN®

Autoclave portátil de 24L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002845
Presión de trabajo	0.14 – 0.16Mpa
Temperatura de trabajo	126°C
Rango de temperatura	105 – 126°C
Reloj	0 - 60 min
Presión de seguridad	0.165Mpa
Variación de temperatura	+/-1°C
Medidas del equipo (Dia *H)	300*390mm
Medidas de cámara (Dia *H)	280*350mm
Peso	18Kg
Consumo eléctrico	4 KW
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Descripción:

Autoclave portátil de 24 litros (0.84cuft) construida en acero inoxidable. Esterilización rápida y efectiva por presión de vapor, Válvula de seguridad, válvula de alivio e indicador de presión análogo de doble lectura (Presión Mpa y Temperatura). Adecuada para la esterilización de equipo medico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica, minería, industria, etc.