

# LUZEREN®

## Phmetro de bolsillo



### Descripción:

Phmetro de bolsillo con ATC de alta precisión. Con calibración manual, calibración en 1 punto y pantalla de LCD.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002849</b>
Rango de pH	0.0 -14.0
Resolución pH	0.1
Precisión pH	+/-0.1
ATC	De 0 a 50°C
Temperatura de operación	0-50°C
Peso	51g.
Medidas totales (L*Dia)	150*29*20mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V. (AG13)

Incluye destornillador, 4 baterías AG13, 2 botella de solución buffer PH4.003, PH6.864 y estuche rígido.