



## Microcentrífuga



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002858</b>
Modelo	MINI 6KC
Dos velocidades	4000 / 6000 RPM
RCF	1200 / 2000 X g
Medidas (D*W*H)	135*147*107mm
Peso	700g.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz

### Descripción:

Microcentrífuga de 2 velocidades, con tapa de policarbonato, silenciosa, compacta, control con microprocesador y pantalla de LCD. Sistema de frenado electrónico. Tiene rotor angular para 8 tubos de 1.5/2.0ml. y rotor para 4 tiras de tubos, reloj. Aplicación en microfiltración, tubos de centrifugado y sedimentación.