



Incubador agitador de 4 microplacas



Descripción:

Incubador agitador para 4 microplacas estándar de 96 pozos, control con microprocesador, temperatura hasta 70°C en etapas de 1°C, velocidad de agitación variable y reloj. Arranque suave, fácil de usar con programación amigable. Pantalla de LCD retroiluminada.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002863
Modelo	MB100-4A
Rango de velocidad	100 A 1500 RPM
Diámetro de orbita	2mm
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 70°C
Exactitud	≤0.5°C
Reloj	1min - 99hr59min
Tiempo de calentamiento	≤25min (de temperatura ambiente a 70°C)
Capacidad	4 microplacas de prueba
Peso	9kg
Medidas equipo (L*W*H)	350*320*185mm
Dimensiones totales (L*W*H)	470*460*280mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz