



Agitador digital de 4 placas



Descripción:

Agitador para 4 microplacas ELISA (placas de 96 pocillos) TCPS y tubos para centrifugado de 1.5 a 2.0ml, velocidad variable, reloj electrónico con pantalla de LED para una operación continua o programada. Motor DC libre de carbones. Sistema simple para una rápida colocación y remoción de las placas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002864
Modelo	MX100-4A
Rangos de velocidad	200 A 1500 RPM (Estándar) 200 A 1000 RPM (Placa de pozo profundo o dispositivo para colocación de tubos)
Incrementos de velocidad	10 PRM
Diámetro de orbita	3mm
Reloj	99hr 59min
Peso	6.5kg
Medidas totales (L*W*H)	290*270*120mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz