

Fotodocumentador de Geles



Descripción:

Fotodocumentador de Geles Mini Imager con transiluminador UV/LED, 302/470nm, tiene la doble funcionalidad lo que lo hace un equipo de gran versatilidad. Interruptor térmico de seguridad. Se pueden transferir los datos vía WiFi, para geles de 150*80mm, cámara digital 24.1MPix con pantalla TFT 3" a color.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002898
Área de trabajo (D*W)	160*200mm
Longitud de onda	470nm
Filtro	Ámbar (para luz azul) o UV-Filtro de corte (para luz tipo UV)
Tamaños GEL compatibles	(1)50*60mm, (2)105*60mm, (3)125*60mm
Cámara digital	24.1 Megapíxeles, Sensor CMOS, WI-FI, Bluetooth, 4K, Pantalla TFT 3" color, Lente EF-M 15-45mm 1:3.5-6.3 STM, DIA 49mm, 0.25m/0.8ft-Infinito
Peso	4Kg.
Medidas totales (W*D*H)	249.4*202.4*363.6mm
Alimentación eléctrica	Adaptador DC 12V, 2A