

Fotodocumentador de Geles



Descripción:

Fotodocumentador de Geles Mini Imager con transiluminador UV/LED, 302/470nm, tiene la doble funcionalidad lo que lo hace un equipo de gran versatilidad. Interruptor térmico de seguridad. Se pueden transferir los datos vía WiFi, para geles de 150*80mm, cámara digital 12.2MPix con pantalla TFT 3" a color.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002898
Área de trabajo (D*W)	160*200mm
Longitud de onda	470nm
Filtro	Ámbar (para luz azul) o UV-Filtro de corte (para luz tipo UV)
Tamaños GEL compatibles	(1)50*60mm, (2)105*60mm, (3)125*60mm
Cámara digital	<p>Píxeles efectivos: 18.5 MPx</p> <p>Lentes: 15mm ~45mm lens, F1.8 (Ancho) – F11.0 (Telefoto) Modo: Programa (P), Prioridad de Apertura (A), Prioridad de obturador (S), Manual (M)</p> <p>ISO: Auto /100/200-12800 (Recomendación por debajo de ISO 800)</p> <p>Velocidad de obturador (s): 1/4000-30 seg.</p> <p>Salida de video: NTSC/PAL seleccionable (HDMI)</p> <p>Tarjeta de memoria: SD/SDHC</p> <p>Formato: JPEG (ExifVer 2.3)/RAW</p>
Peso	4Kg.
Medidas totales (W*D*H)	249.4*202.4*363.6mm
Alimentación eléctrica	Adaptador DC 12V, 2A