



Microscopio educacional



DESCRIPCION:

Microscopio monocular educacional Duo Scope (Sistema de doble visión) El sistema permite que los jóvenes vean especímenes planos en un portaobjetos de vidrio (iluminado desde abajo), así como artículos tridimensionales (iluminados desde arriba). Amplificación de 40X, 100X y 400X. Con un juego de accesorios de 40 piezas. Es un microscopio que es lo suficientemente económico para un niño, pero que posee una calidad de imagen lo suficientemente buena para un adulto. Las luces LED de baja temperatura son seguras y duraderas . Opera con 3 baterías AA.

Especificaciones:

| | |
|-------------|----------------|
| Catalogo | PRO1002903 |
| Objetivos | 4X, 10X y 40X |
| Ocular | 10X |
| Iluminación | Lampara de LED |