



## Afilador de cuchillas para micrótopo



### Descripción:

Afilador automático de cuchillas para micrótopo. Es un equipo sencillo pero de gran utilidad para mantener las cuchillas perfectamente afiladas. Es preciso, eficiente y seguro. Acepta hasta 140mm de largo, tiene reloj de 0-60min. Cubierta protectora de plexiglass para evitar la emisión de fragmentos que puedan dañar al usuario. Cuenta con los accesorios requeridos para el afilado grueso/fino y el reacondicionamiento de las placas de pulido. Emplea el mismo principio de afilado utilizado por los fabricantes de cuchillas para micrótopo.

### Especificaciones:

CATALOGO	PRO1002951
Abrasivo grueso	1 botella de plástico, etiquetada y resistente a impactos. (agítese antes de usar)
Abrasivo fino	1 botella de plástico, etiquetada y resistente a impactos. (agítese antes de usar)
Compuesto para pulido de vidrio	1 botella de fácil aplicación para placas de pulido
Placas de vidrio pulido	2 piezas idénticas e iguales en ambas caras
Almohadilla de reparación	1 pieza
Block de madera para inspección	1 pieza (Como base para colocación de cuchilla e inspección en el microscopio)
Porta cuchillas	1 pieza
Peso	16 kg
Medidas totales caja (W*D*H)	460*330*500mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz