



## Micrótopo manual



### Descripción:

Micrótopo manual con pinza tipo prensa para sujeción a una mesa. Con graduaciones de 10 en 10 micrones. Armadura de metal con platina de acero inoxidable. Incluye caja de madera, navaja cóncava con longitud de 75mm de corte, porta bloque y molde para bloque.

### Especificaciones:

CATALOGO	PRO1002952
Diámetro del plato	80mm
Elevación vertical	20mm
Graduación	1 DIV=0.01mm
Peso total	1Kg
Medidas empaque(W*D*H)	200*160*90mm