



## Micrótomo semiautomático de rotación



### Descripción:

Micrótomo semiautomático, compacto y ergonómico con pantalla digital, modo de operación con motor o manual. Diferentes modos de sección y corte; desplazamiento horizontal y vertical de la muestra. Gran utilidad en el laboratorio de pruebas y exámenes clínicos.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002953</b>
Modelo	RMT-35
Modos de sección	Continuo, paso a paso y programado
Corte de espesor	1-99um (Incrementos de 1um)
Grosor de sección	0.5-100 µm
Rango de recorte	1-500 µm
Desplazamiento horizontal de la muestra	25mm/1mm
Desplazamiento vertical de la muestra	50mm
Medidas (D*W*H)	520*450*300mm
Alimentación electrica	110/220V, 50/60Hz

Incluye soporte para cuchilla desechable y un paquete de cuchillas