

LUZEREN®

Incubadora Digital de Piso 250L

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002998
Capacidad	250L (8.83cuft)
Rango de Temperatura	35 A 80°C +/-1°C
Fluctuación de Temperatura	± 0.3°C
Reloj	1- 9999 min
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	520*460*1050mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	640*580*1200mm
Consumo Eléctrico	750W
Alimentación Eléctrica	110V 50/60Hz



Descripción:

Incubadora digital de uso general, controlada por microprocesador, gran estabilidad y precisión en la temperatura. Convección mecánica. Puerta con visor de cristal templado. Interruptor térmico de seguridad. Pantalla grande de LCD que muestra los valores programados, tecla multidireccional para una operación mas amigable, interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión.