



## Baño de ultrasonido 10L



### Descripción:

Baño de ultrasonido digital, control con microprocesador, pantalla de LED y reloj. Tanque y tapa de acero inoxidable, exterior de lamina esmaltada con resistencia química. Agarraderas de plástico en sus laterales. Equipo Ideal para joyerías, ópticas, relojerías, laboratorios de odontología y algunas aplicaciones de la industria electrónica.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002999
Capacidad (litros)	10L
Rango de temperatura	37 A 80°C
Frecuencia	40kHz
Reloj	1 - 99min
Peso	8.5kg
Medidas internas tanque (L*W*H)	300*240*150mm
Medidas totales (L*W*H)	318*255*300mm
Potencia de calentamiento	200W
Potencia de ultrasonido	320W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: canastilla de acero