

LUZEREN®

Incubadora Digital de 25L



Descripción:

Incubadora digital de uso general, controlada por microprocesador, gran estabilidad y precisión en el control de la temperatura. Convección mecánica. Puerta con ventana exterior de cristal templado, interiores en acero Inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza, exteriores de acero con terminado en pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Diseñada principalmente para laboratorios de medicina, biología, agricultura, investigación científica y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003059
Capacidad	25L (0.88cuft)
Rango de temperatura	35 A 60°C
Temperatura: Resolución/Fluctuación	±0.1°C/ ± 0.5°C
Parrillas	2 Piezas
Medidas interiores (W*D*H)	300*300*280mm
Medidas exteriores (W*D*H)	450*470*380mm
Consumo eléctrico	180W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz