

LUZEREN®

Destilador de agua automático 4L



Descripción:

Destilador de agua automático con capacidad de 4L/h, fabricado en vidrio borosilicato de alta resistencia dentro de un gabinete de acero esmaltado. Flujo de agua de enfriamiento de 1L/min. Tiene sensor de bajo nivel y reserva, válvula de compuerta, interruptor de flujo, es ideal para uso general de laboratorio. Incluye dispositivo para facilitar el drenaje y la limpieza de la caldera. Conectores roscados para facilitar el ensamble y garantizar una conexión segura.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003104
Capacidad	4 litros/hora
Ph del Producto a 25°C	5.5 – 6.0
Conductividad (Usando agua corriente)	0.5 - 0.8µScm
Temperatura de destilación	25 – 45°C
Flujo de alimentación (Aprox.)	2-3 Litro/Min.
Calidad del agua	Libre de pirogenos
Peso	25Kg
Medidas exteriores (W*D*H)	700*550*480mm
Consumo eléctrico	1650W
Alimentación eléctrica	220-240V, 50/60Hz