



Mechero eléctrico



Descripción:

Mechero eléctrico; bacti-cinerator, para esterilizar asas de cultivo. Fabricado con elementos cerámicos libres de asbesto, fuente de calor por rayos infrarrojos. Esteriliza de 5 a 7seg a una temperatura de 815.6°C. Ideal para usarse en cámaras aeróbicas, anaeróbicas y campanas de flujo laminar.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003124
Orificio de entrada (Dia)	Ø14mm
Longitud del esterilizador	150mm
Peso	1.3kg
Dimensiones totales	130*102*108mm
Consumo eléctrico	170W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz