

LUZEREN®

Horno vertical de uso general para 65L



Descripción:

Horno vertical de uso general con convección mecánica, control digital PID con microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos. Reloj, Puerta con ventana de vidrio templado, alarma contra sobrettemperatura, interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para laboratorios de investigación científica y algunas aplicaciones industriales.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003181
Capacidad	65 lts (2.30 cuft)
Rango de temperatura	35 A 300°C
Resolución	0.1°C
Fluctuación	±1°C
Reloj	~ 9999min
Parrillas	2 Piezas
Sensor	Pt100
Peso	49 Kg
Medidas Interiores (W*D*H)	400*360*450mm
Medidas exteriores (W*D*H)	550*550*840mm
Consumo Eléctrico	1.6 KW
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz