



Micropipeta de 8 canales de 0.5-10ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003204
Modelo	7030303004
Rango de Volúmen	0.5 A 10ul
Incrementos de	0.1ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	10ul, +/- 1.5%, 5ul, +/- 2.5% 1ul, +/- 4%
Volumen de prueba / Error de precisión	10ul, +/- 1.5%, 5ul, +/- 2.5% 1ul, +/- 4%
Peso total c/empaque	250g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	295*135*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de 8 canales, volumen variable, diseño ergonómico. Apropriada para su uso en placas de 96 pozos. Diseño y operación con pistones individuales basado en el principio de desplazamiento de aire. Cabezal rotatorio que evita el esfuerzo durante la operación de rutina. Probada según norma ISO8655/DIN12650, calibración y mantenimiento simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y gran resistencia química.