



Agitador Stomacher Táctil

Descripción:

Agitador mezclador peristáltico (STOMACHER). Control electrónico y pantalla Táctil 5" de LCD retroiluminada, capacidad de memoria para almacenar hasta 10 programas. Ventana de cristal templado y cámara de Acero Inoxidable. Alarma contra fuga de liquido. Medida de bolsa 17x30cm. Gran aplicación en el tratamiento de homogenización para tejidos animales y muestras biológicas. Usos en biomedicina, industria alimenticia, la petroquímica, tintas, la industria del papel, plásticos, caucho, etc.

Incluye: Rack metálico para muestras, 100 bolsas estériles para homogeneizador, 4 pinzas de plastico para cierre hermético de bolsa, cable de alimentación eléctrica y manual de usuario.



Especificaciones:

Catalogo	PRO1003207
Capacidad máxima	400ml
Rango de velocidad	3 – 12 golpes/seg
Ajuste Externo (carrera)	0-20mm
Reloj Temporizador	0-8h
Desinfección	Lampara UV
Temperatura Permitida	De Amb- 50°C
Medidas totales (L*W*H)	430*245*280mm
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz