



Rotavapor digital



Descripción:

Rotavapor digital con elevador eléctrico y vidriería vertical. Baño de 3.5 litros, pantalla LCD que muestra valores de temperatura, velocidad durante el proceso de destilación, interruptor térmico de seguridad, excelente sellado gracias a su anillo de resorte doble de PTFE, motor DC libre de carbones, puerto USB para manejo de datos. Incluye condensador de serpentín con excelente efecto para el enfriamiento, matraz evaporador con junta esmerilada 24/40 de 1000ml, matraz receptor con junta esmerilada 35/20 de 1000ml y juego de conexiones

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004001
Modelo	RE100-PRO
Rotacion	Reversible
Rango de velocidad	20 – 280 RPM
Rango de temperatura	Ambiente a 180°C
Exactitud	Agua: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Aceite: $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Superficie de enfriamiento	1500cm ²
Reloj	1 – 999min.
Grado de protección	IP20
Desplazamiento (Carrera)	150mm (Automático)
Peso	18Kg
Consumo eléctrico	1400W
Dimensiones (D*W*H)	465*457*583mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz