



## Dispensador Análogo 5-50ml



### Descripción:

Dispensador análogo fabricado con materiales con excelente resistencia química, los componentes están hechos de PTFE, FEP, BSG y PP, es totalmente autoclavable a 121 °C. Su diseño permite una fácil limpieza. Se suministra con 5 adaptadores de tamaño S40, GL32, GL38, GL25 y GL28. (No incluye frasco)

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1004019
Rango de volumen	5-50ml
Graduación	1.0ml
Rango de temperatura de operación (Instrumento y reactivos)	15°C - 40°C
Presión de vapor Max.	500 mbar
Densidad Max.	2.2g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad Max.	500mm <sup>2</sup> /s
Peso	700g
Medidas empaque (W*D*H)	255*200*55mm