



Centrifuga clínica digital 300-4500 RPM



Descripción:

Centrifuga clínica, control digital con pantalla LCD retroiluminada. Motor de inducción libre de carbones, interruptor electrónico de seguridad, reloj, rotor de ángulo fijo de 12x10ml. Tiene ventosas en la base para una mayor estabilidad y adherencia a la mesa. Gran aplicación en prácticas médicas y veterinarias. Universidades e institutos de investigación para la centrifugación de muestras de sangre y orina, también en análisis cualitativo de muestras de agua y suelo.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004023
Rango de velocidad	300-4,500 RPM (RCF: 2,490 x g) Incrementos de 100 RPM
Exactitud	+/-20RPM
Rotor	A12-10P
Tiempo de Aceleración y frenado (Segundos)	A12-10P: 20s↑13s↓
Reloj	30seg -99min/Operación continua
Ruido	56dB(A)
Dimensiones(L*W*H)	280*364*266mm
Peso	6 Kg.
Consumo eléctrico	70W
Alimentación eléctrica	110V AC, 50/60 Hz. 1 Fase