



Pipeteador Eléctrico Básico



Descripción:

Pipeteador eléctrico con excelentes características. Diseño ligero y ergonómico que proporciona facilidad de uso, puede usarse hasta 8 horas continuas. Compatible con la mayoría de las pipetas de plástico y vidrio (Pasteur) de 0.1-100ml. Permite la operación con una sola mano con un mínimo esfuerzo. Filtro hidrofóbico reemplazable de 0.45µm. Opera con batería de Ion-litio.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004068
Modelo	Levo Me
Velocidad de Aspiración	25ml<7s
Tipo de Dispensación	Gravedad/motorizada
Batería	Ion-Litio
Tiempo de recarga (Batería)	2-3hrs
Uso continuo	Hasta 8 hrs.
Peso	200g
Medidas totales (empaquete) (L*W*H)	250*170*50mm
Alimentación eléctrica	Entrada 110-120V, 50/60Hz. Adaptador AC/DC Salida 5V,1A