



Vortex Mini Análogo



Descripción:

Vortex análogo con velocidad variable, para uso en tubos pequeños, principio de rotación excéntrica. Gran velocidad y eficiencia Aplicación en laboratorios clínicos, hospitales y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004072
Rango de velocidad	800 A 2500 RPM
Diámetro de orbita	3.0mm
Plataforma	70mm
Peso	450g
Medidas totales (L*W*H)	72*88*84mm
Alimentación eléctrica	Adaptador DC 6V