



## Agitador mezclador de propela 20L



### Descripción:

Agitador mezclador de propela con pantalla de LED, control de velocidad, motor DC libre de carbones, interruptor electrónico de seguridad. Soporte universal con pinza # 18900131 y propela de acero inoxidable 316 # 18900071. Alta fiabilidad y excelente desempeño.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1004074
Modelo	OS20-S
Capacidad máxima de agitación (Agua)	20 Litros
Rango de velocidad	0 – 2200 RPM
Resolución	+/-3 RPM
Torque (máximo)	40Ncm
Viscosidad máxima	10000mPas
Diámetro del chuck	0.5 – 10mm
Protección DIN/EN 60529	IP42
Peso	2.6Kg
Consumo eléctrico	70W
Medidas (W*D*H)	83*220*186mm
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz