



Homogenizador de tejidos



Descripción:

Homogenizador de tejidos para dispersar y emulsificar soluciones. Control de 6 velocidades. Diseño ergonómico y ligero. Ejes de acero inoxidable 316L/PTFE intercambiables y desmontables para su limpieza. Incluye generador de 10mm x 120mm. Soporte y pinza. Alta fiabilidad y excelente desempeño

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004078
Modelo	D160/10
Rango de velocidad	8,000 – 30,000 RPM
Control de velocidad	6 pasos
Rango de procesamiento (H2O)	1-250ml
Velocidad máxima de circunferencia	6.3-14m/s
Viscosidad máxima	50000mPas
Ruido	72 dB(A)
Grado de protección	IP20
Generador (medidas)	5*50mm
Peso	600g
Consumo eléctrico	160W
Medidas (L*W*H)	46*55*230mm
Alimentación Eléctrica	110-120V, 50/60Hz