

# LUZEREN®

## Refractómetro Portátil 3-1 Rangos RI ,SP, USG (ATC)



### Descripción:

Refractómetro portátil clínico 3 en 1, cuenta con compensación automática de temperatura (ATC), temperatura de 10-30°C. Índice de Refracción (RI) de 1.333-1.360. Proteína Sérica (SP) 0-12 g/dl. Gravedad específica (USG) de 1.000-1.050.

Aplicable para muestras de orina de humanos. Es de construcción robusta y fabricado con materiales resistentes a la corrosión. Cuenta con celda de cuarzo y línea de demarcación de alto contraste para lecturas fáciles y precisas.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1007013
Rango/Resolución (RI)	1.333 ~ 1.360 RI 0.0005 RI
Rango/Resolución (SP)	0 ~ 12 g/100 ml 0.2 g/100 ml
Rango/Resolución (USG)	1.000 ~ 1.050 0.005
ATC	SI
Temperatura de Referencia	20°C
Rango de compensación	0 – 30°C
Peso	215g
Medidas (Dia*L)	28*150mm

Incluye destornillador, 2 pipetas de transferencia, microfibra y estuche rígido.