

LUZEREN®

Agitador orbital análogo



Descripción:

Agitador orbital de diseño novedoso, motor silencioso de alta calidad, armazón robusto que brinda excelente estabilidad, control análogo de velocidad, reloj, plataforma metálica con tapete de silicón color blanco. Adecuado para estaciones de prevención epidemiológica, clínicas dermatológicas, laboratorios y hospitales multidisciplinarios. Recomendado para tamizado y análisis en pruebas de sífilis, RPR, TRUST, VDRL, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1007768
Velocidad	20 – 210 RPM
Diámetro de orbita	25 mm
Capacidad Max de carga	1 Kg
Medidas de plataforma	315*218 mm
Reloj	0-15min / 0-60min
Grado de protección	IP21
Peso	3.2 Kg
Medidas (W*D*H)	320*320*130mm
Consumo eléctrico	10W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz