

LUZEREN®

Centrifuga Clínica Digital 24*15ml 5000RPM



Descripción:

Centrifuga clínica, control digital programable con microprocesador. Reloj, es silenciosa, fabricada con estructura de plástico de alta resistencia, motor libre de carbones. Incluye rotor angular para 24 tubos de 10/15ml. De uso común en laboratorios de química, biología, medicina, física, protección del medio ambiente, alimentos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1007828
Velocidad máxima	5000 RPM
Fuerza centrifuga máxima	3634 xg
Reloj	0-99 Min
Nivel máximo de ruido	≤65dB
Peso	20 Kg
Consumo	320W.
Medidas Totales (L*W*H)	350*430*280mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz