

ELMI

Agitador Magnético Análogo 2200RPM



Descripción:

Agitador magnético de 4 plazas con controles análogos independientes de agitación variable. Exteriores de acero inoxidable con gran resistencia química y durabilidad. Operación silenciosa. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1007837
Plazas	4
Dia. Max. por Matraz	125 mm
Carga máxima	15Kg
Rango de velocidad	1-2200RPM
Peso	1.5Kg
Dimensiones (L*W*H)	260*260*40mm
Consumo eléctrico	>6W
Alimentación eléctrica	100V-240V 50/60 Hz ADAPTADOR 12V. 1.5A