

LUZEREN®

Microscopio Digital FHD LCD 7"



Descripción:

Microscopio digital con pantalla giratoria, objetivo monocular, zoom, cámara digital 1080P full HD de 12 MPX. Construcción sólida con marco de metal y base de aluminio. Control remoto alámbrico. Batería recargable. (No incluye cargador de batería) Sistema operativo compatible con Windows y con iMac. Se incluye tarjeta Micro SD de 32GB para almacenamiento de fotos o videos. Gran aplicación en biología, mineralogía, bacteriología, análisis de colores, joyería, textiles e industria electrónica.



Especificaciones:

Catalogo	PRO1008210
Monitor	7" LCD FULL HD
Resolución de video	Sensor HD de 3 Mega Pixeles
Salida de video	1080FHD, 1080P, 720P
Aumento	50X A 1200X
Formato de video	AVI
Enfoque manual	De 10 A 40mm
Formato de fotografía	JPG
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, hasta 32GB
Software compatibles	Windows XP/7/8.1/10,11, Mac OS 10.6.5 o mayor
Iluminación	8 LED + 2 lampara LED cuello de ganso
Peso	800g
Dimensiones Empaque (W*D*H)	240*208*85mm
Alimentación eléctrica	5V DC/ 1A ó 2A

Incluye cable USB/Tipo C, control remoto alámbrico, memoria micro SD 32GB y manual de usuario.