



Micrótopo Universal Manual



Descripción:

Este modelo conjunta la sencillez con la precisión. Hace cortes desde 1 micra de espesor. El indicador de alimentación de muestra se localiza al frente del equipo y se opera por medio de CDS (Mecanismo de alta precisión), para dar cortes desde 1-50 micras. El mecanismo interno descansa sobre una base de hierro vaciado que le da gran estabilidad, evitando movimientos o desajustes. Portacuchillas de alto y bajo perfil con movimientos laterales que permiten el uso de todo el filo de la cuchilla, portaobjetos tipo prensa para centrar la muestra con precisión. Funcionamiento suave y duradero. Cuchilla reutilizable fabricada con acero de grano fino probado para microestructura y tratado térmicamente para una rigidez y filo óptimos. Piedra de afilar, aceite, cubierta y manual de operación. Gran utilidad en instituciones médicas, universidades, laboratorios de investigación, hospitales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1009996
Longitud de la pista deslizante	270mm
Ajuste de ángulo	30° - 80°
Cuchilla	120mm
Excursión de alimentación	25mm
Peso Total con Empaque	50Kg
Medidas Empaque (D*W*H)	522*672*432mm