

LUZEREN®

Destilador de agua personal



Especificaciones:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO2001022 |
| Capacidad de proceso | 1 litro/hora |
| Volumen de cámara de calentamiento | 4 Litros |
| Volumen de reservorio | 4 Litros |
| Peso | 4.5Kg |
| Medidas totales (W*D*H) | 470*260*340mm |
| Consumo eléctrico | 750W |
| Alimentación eléctrica | 120, 50/60Hz |

Descripción:

Destilador de agua personal con tina de acero inoxidable 304 grado alimenticio y reservorio de plástico sin BPA para uso alimentario. Cuenta con apagado automático, gran diseño que permite una fácil limpieza y bajo nivel de ruido. Procesa el agua a través del calentamiento, la evaporación y la condensación para separar el agua pura y fresca de los contaminantes. Gran utilidad en variedad de laboratorios multidisciplinarios.

