

# LUZEREN®

## Baño de ultrasonido 2L



### Descripción:

Baño de ultrasonido con control PID, pantalla de LED y reloj. Chasis, tanque y tapa de acero inoxidable (SUS304), canastilla metálica con doble asa, gran aplicación para joyería, óptica, relojería, laboratorios multidisciplinarios (limpieza de material quirúrgico) y varias aplicaciones de la industria electrónica y automotriz.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001050
Capacidad	2L (0.52 Gal)
Reloj	1-99 min.
Rango de temperatura	0-80 °C
Frecuencia	40kHz
Peso	2.6kg
Medidas del tanque (L*W*H)	150*140*100mm
Medidas totales (L*W*H)	160*145*195mm
Potencia de calentamiento	50W
Potencia de ultrasonido	60W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: Baño, tapa, canasta, cable de alimentación e instructivo.