

LUZEREN®

Agitador mezclador de propela 20L



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001053
Modelo	GZ
Capacidad máxima de agitación (Agua)	20 Litros
Rango de velocidad (2 pasos)	Vel. Baja, 60–500RPM Vel. Alta, 240–2000RPM
Torque (máximo)	1850 GCM
Viscosidad máxima	10000mPas
Rango de sujeción (Chuck)	0.5 – 10mm
Temperatura de operación	5 – 40°C
Peso	9Kg
Consumo eléctrico	200W
Medidas empaque (L*W*H)	410*380*150mm
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz

Descripción:

Agitador mezclador de propela con pantalla de LED, selector de velocidad, diseño que previene el ingreso de líquidos a su interior, disipador de calor externo para largas jornadas de trabajo. Soporte universal con pinza y propela de acero inoxidable. Gran aplicación en diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la investigación científica y la enseñanza.