

LUZEREN®

Microscopio Digital



Descripción:

Microscopio digital con cabezal y objetivo monocular, zoom y cámara digital USB full HD, control remoto. Cuenta con 4 salidas (AV OUT, USB, Tarjeta de memoria y HDMI-OUT). Iluminación dual de LED. Pantalla TFT LCD de 5" ajustable. Gran aplicación en biología, mineralogía, bacteriología, análisis de colores, joyería, textiles e industria electrónica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001056
Tamaño del monitor	5"
Sensor de imagen	Sensor HD de 3 Mega Pixeles
Salida de video	Full HD 1080P (Vía HDMI), 720P (Vía PC)
Formato de video	MOV
Rango de enfoque	De 50 A 220mm
Amplificación	Hasta 560X (HDMI MONITOR DE 22")
Resolución fotográfica/ formato	12M / JPEG
Cuadros por segundo	Max. 30f/s por debajo de 600 Lux
Interfaz de salida de video	HDMI/AV
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, hasta 32GB (opcional)
Software compatibles	Windows XP/7/8/10
Iluminación Dual	Lámparas de 8 LED
Peso	2.1 Kg
Medidas (Base) (W*D*H)	120*200*265mm
Alimentación eléctrica	5V DC /2A

Incluye convertidor de voltaje, cable HDMI, cable USB, mando a distancia IR y manual de instrucciones.